

NOVEDAD

Teebone

Hueso sintético en grano 500-1000 micras



MODO DE EMPLEO:

Antes de implantarse, debe mezclarse con sangre o con hueso autógeno del paciente.

A continuación debe colocarse inmediatamente en la zona del defecto, en contacto con el tejido esponjoso.

Diseñado para el relleno de defectos óseos

Teebone® BCP se integra al hueso rápidamente debido a que su composición química es muy similar a la del hueso humano.

El Beta fosfato tricálcico junto a la hidroxiapatita genera hueso nuevo a través de dos etapas diferentes de activación. La descomposición del F-TCP por el osteoclasto libera iones que aumentan el crecimiento del hueso, mientras que la hidroxiapatita actúa como soporte para el crecimiento interno del injerto, siendo lentamente sustituido.

VENTAJAS:

- Fácil de utilizar: es muy hidrófilo, lo que le confiere una excelente cohesividad entre las partículas.
- Reabsorción total: es reemplazado por nuevo hueso vital en 6 - 24 meses.
- Elevada vascularización.
- Gránulos radiopacos: permiten una perfecta monitorización de la osteointegración.

Composición: 75% Hidroxiapatita, 25% Beta fosfato tricálcico.

Vial 0,5 gr. 500 - 1000 µm	Ref. TEB050105G	1 vial: 52€	Oferta de lanzamiento 10%: 46,80€
	Ref. PPTB050302	5 viales: 52€/ud	Oferta (3+2): 31,20€/ud
	Ref. PPTB051007	17 viales: 52€/ud	Oferta (10+7): 30,59€/ud
	Ref. PPTB052525	50 viales: 52€/ud	Oferta (25+25): 26€/ud
Vial 1,0 gr. 500 - 1000 µm	Ref. TEB050110G	1 vial: 79€/ud	Oferta de lanzamiento 10%: 71,10€
	Ref. PPTB100302	5 viales: 79€/ud	Oferta (3+2): 47,40€/ud
	Ref. PPTB101007	17 viales: 79€/ud	Oferta (10+7): 46,47€/ud
	Ref. PPTB102525	50 viales: 79€/ud	Oferta (25+25): 39,50€/ud

10% IVA no incluido. Ofertas no compatibles entre diferentes referencias. No se admite devolución parcial de productos en las promociones de Teebone.



ESPECIALISTAS EN REGENERACIÓN TISULAR

C/ De los Manzanos 36, P. I. La Hoya. 28703, SS de los Reyes, Madrid.
Tel. 91 413 37 14 | pedidos@osteogenos.com | www.osteogenos.com

CASO CLÍNICO REALIZADO CON HUESO SINTÉTICO TEEBONE

Regeneración con hueso sintético Teebone, Membrana OsteBiol Derma y Membrana PTFE con refuerzo de titanio.

Dr. Ángel Manchón | Clínica privada Madrid, España.

